お部屋に合わせてお使いいただけます。









疲労回復

血行促進

筋肉のコリ、 疲れをほぐす

神経痛、筋肉痛 の緩和

製品仕様

〇品名: どこでもマッサージャー モミっくす Re・フレッシュ ○品番: MCR 2216 ○認証番号: 228 AKB ZX00022000

○製品サイズ: W395×D390×H610(mm) ○折りたたみサイズ: W395×D610×H110(mm)

○製品質量(重量):約3.3kg ○電源:AC100V(50/60Hz) ○消費電力: 12W(電動機9W/電熱部3W) ○定格時間: 15分 〇 材 質 : 本 体 … 合 成 皮 革 、ポリエステル / 操 作 部 … A B S (アクリロ ニトリルブタジェンスチレン共重合合成樹脂) 〇生産国: 中国

OJAN: 4969182510676

○1ヶ月電気代: 約3円 (※1日あたり15分使用 ※電気量料金単価27円/kwhから計算)

👤 安全に関する注意

ご使用前には必ず本警告事項をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載

- ●本製品の使用体重制限は 90kg までです。●1回のご使用時間は、15分以内にしてください。●本製品の使用は健康な方を対象としております。 医師が使用を不適当と認
- ●ペースメーカーなどの電磁階書の影響を受けてすいは内値込め強盗用電気機器を使用している人。●乗性しゅよう、腫瘍 のある人。●乗性のある人。●乗性とりまう、計算。のある人。●を強尿病などによる高度な末しょう(相) 循環機器 からくる知覚障害のある人。●乗店に割傷のある人。●乗店を要とする人。●体温 38 C以上(有熱期)の人。例1 急性炎症症状[けん(巻)怠尿、悪寒、血圧変動など]の強い時期。例2 衰弱しているとき。●骨粗しょう(粉) 症の人、せきつい(脊椎)の骨折、治んざ(捻栓)の離れなど、急性【とう(後) 痛性【疾患の人。●けがをしている人。●かつで治療を受けたところ、また疾患部へ使用する人。●脊椎に異常がある人、または背骨が左右に曲がっている人。●その他、医療機関で治療中の人。

上記以外に身体に異常を感じているとき

マイスのピテングの近へてと使用でいるデュース・アレビック・フィックのピアン・アンイズ(雑音)が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。●室温が10℃以下・35℃以上の状態ではご使用にな らないでください。●その他、本製品付属の取扱説明書にしたがって、正しくお使いく ださい。

アルインコ製品のお買い物・ 取扱い方法・その他ご不明な点は

アルインコフィットネス カスタマーサービス課

面 0120-30-4515

AM10:00~PM4:00 (平日PM12:00~1:00、土日祝除く)

上記以外のお問い合わせ FAX:072-678-6410 E-mail:fitness@alinco.co.jp

プレインプ株式会社 フィットネス事業部 大阪府高槻市三島江 1-1-1

アルインコ ホームページ http://www.alinco.co.jp/

お買い求め、ご相談は当店へ

※本カタログに掲載されている小道具類はイメージであり、商品

※本カフロソに地歌されているい場具期はイメーンでのり、同面には付属されていません。
※掲載の製品の色間は印刷のため、実物と多少異な場合があります。
※掲載の商品のデザイン・使用は一部変更している場合があります。
※このカタログの内容は2016年4月現在のものです。

FNLIEJNH- ver.1.0

ALINCO





3種類の3ツサ

- ①背中集中コース
- ②腰集中コース
- ③ 全身 リフレッシュコース



Uoかり 揉みたい部分を重点的にマッサージ! ハマる! しっかりとこりをほぐします。

こんなに軽くて薄いマッサージャーでしっかり揉んでくれるとは!



Re*fresh に座るだけ。毎日コリがすっきり、軽やかなカラダに♪



① 背中集中コース


② 腰 集中コース ③ 全身 リフレッシュコース







独自の 3つ玉構造



肩甲骨から腰まで しっかり揉める

32cmのもみ玉可動域!



イス・ソファで

イスやソファに置いて マッサージ!



温かヒーター

人肌程度に温まる あったかランプを搭載!



床・座椅子で

壁や、お手持ちの座椅子に 立てかけてマッサージ!



スリム

重さは約3.3kg!薄いボディの 優れたコンパクト性で収納すっきり!

